

FORMATION TRANSFUSIONNELLE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE

FICHE 3		Complément de connaissances sur les produits sanguins labiles (PSL)
	Objectifs	Connaitre les différents types de prélèvement et le modèle éthique du don de sang. Connaitre les caractéristiques des différents types de PSL.
	Prérequis	Prérequis de la fiche 1 validé concernant les notions de base sur les PSL.
	Techniques pédagogiques	Cours en présentiel et/ou distanciel, Webinaire.
	Eléments de contenu	Caractéristiques des PSL : CGR, plaquettes (MCPS, CPA), plasma thérapeutique. Qualifications : CGR phénotypé RH-KEL1, phénotype étendu (autre qu'ABO-RH1 et RH-KEL1), compatibilisé, CPA phénotypé, Plasma VHE-négatif. Transformations : irradiation, unités pédiatriques, déplasmatisation.
	Intervenants	Professionnel expert : Hémovigilant, Biologiste. Responsable pédagogique.
	Durée préconisée	Une heure trente en 2 ^{ème} année de la formation au Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
	Evaluation	<i>Questionnaire d'autoévaluation.</i>
	Ressources et Fiche(s) associée(s)	Règlementation, principalement les décisions fixant la liste et les caractéristiques des PSL. Supports pédagogiques (GT IPA). Annales de validation. Bibliographie.